保育Napplee ダウンロード ^{午睡チェックアプリ}

動作環境 / iPad iOS12以上 iPadOS13以上推奨

アップルストアよりダウンロードをお願いいたします。

Q 保育 Napplee



保育Napplee 画面説明 ^{午睡チェックアプリ}

動作環境 iPad iOS12以上 iPadOS13以上推奨

目次

登録&設定	1
<u>園児登録</u>	2
<u>保育園登録</u>	3
各種設定	4
ヘルプ	5
<u>午睡チェック①~③</u>	6 - 8
寝姿勢チェック	9
体調チェック	10
データ管理	11



NO.	 				
0	午睡チェックをする園児を登録する画面へ移動			◆登録&設定	60
0	施設や先生を登録する画面へ移動		国児登録	2 保育園登録	3 A種設定
8	アラート音など各種設定画面へ移動	\frown			
4	本画面マニュアルを開く	\bigcirc	4	7=17N	ヽ <i>ル</i> プ
6	お問い合わせ画面へ移動				
6	タイマーのON/OFF切替				
Ø	メニュー		登録&設定		■ データ管理

NO.	
1	園児を登録できるブロックを追加
0	長押しで並び替え
8	園児の名前を入力
4	「午睡チェック」への表示/非表示の切替と表示の順番
6	不在/退園した園児の3・4の操作を不能にする
6	ブロックを削除
0	「登録&設定」へ戻る



NO.	説明
1	施設名を入力、午睡チェック表に反映
2	クラス名を入力、午睡チェック表に反映
3	先生の名前の頭文字を午睡チェック表に反映
4	有効にすると「午睡チェック」の確認者に選択可能



NO.	説明	
1	各種設定メニュー	



NO.	
0	お問い合わせ送信フォーム



NO.	説明
0	午睡チェック表に反映する天気を選択
2	「各種設定」温湿度を自動入力。修正も可能 ※温湿度自動入力機能はIBUKI ONE B非対応
8	温湿度に応じたインフルエンザ/熱中症アラート ※IBUKI ONE B非対応
4	「保育園登録」で登録した先生を4人まで選択
6	午睡チェック表に反映させる先生の名前をチェック
6	「各種設定」で定めた午睡チェック開始時間に戻る
0	現在の時間に戻る
8	「各種設定」で定めた午睡チェック間隔で分表示



7

NO.	説明
1	「園児登録」と連動するナンバー
2	「園児登録」と連動する名前
3	直近で検温した時間と体温
4	ベビーセンサーと連動時にステータスを表示
6	1分間の体動から推測された呼吸数(呼吸体動数)
6	約5秒間の呼吸体動波形 ※各種設定画面のリアルタイム表示がオンの時に表示されます。
1	感度を5段階で表示(感度1~5) ^{※各種設定画面のリアルタイム表示が} タップすると1段階づつ感度が上昇
8	ステータスの種類



NO.	説明
1	選択した寝姿勢
2	選択した体調
3	メモ記入時アイコン
4	検温入力時アイコン
6	寝姿勢チェック
6	体調チェック

午睡チェック表の枠を **長押しする** と 寝姿勢や体調の記入ができます。

1	→	1	1	+6	+
4 + 3	+	+	咳	+6	+
1	1	1	→	+	+
+	+	2 咳 発熱 鼻水	+	+	+
→	1	1	+	+	+
+	発熱 鼻水	+	咳	+	+

午睡チェック表の枠を **長押しする** と 寝姿勢の記入ができます。

NO.	説明
1	寝姿勢選択
2	キャンセル
3	確認者変更



午睡チェック表の枠を **長押しする** と 体調の記入ができます。

NO.	説明
1	体調選択(複数選択可能)
2	検温入力
3	メモ入力



NO.	説明
1	午睡チェック表を表示する日付の選択
0	表示している午睡チェック表の書出
8	保存・書出される午睡チェック表の確認画面

